Liste H

"Artikel zur Gesundheitsund Krankenpflege"

H. A. Tischendorf

Abteilung: Sanitäre Artikel

Fürth i. Bay., Schwabacher Str. 2

Gegründet 1835 — Telefon 70534

Damen- und Herren-Bedienung

Extra Anprobierraum Vertragslieferant sämtl. Krankenkassen



Diskreter Versand nach auswärts.

Nachdruck und Nachbildung verboten.

Der Einkauf und Verkauf chirurgischer Gummiwaren und Artikel aus Gummi-Gewebe ist Vertrauenssache.

Auf Grund jahrelanger praktischer Erfahrungen und als Spezialgeschäft mit entsprechendem Absatz

liefern wir nur fabrikfrische, ungelagerte Gummiwaren zu billigsten Preisen und liegt hierin die Gewähr für die Güte und Zuverlässigkeit unserer Artikel.

Wir führen und liefern alle chirurgischen Artikel und wollen Sie bitte über solche, die Sie in dieser Liste nicht verzeichnet finden, Angebot verlangen.

Säuglings- und Wochenbett-Pflege



H 65

H 66

H 70

H 70 Gummi-Schwämme in verschiedenen Grössen





H 75-78

H 85-86

Schlupf-Windelhose

- H 75 aus bester Weichgummiplatte
- H 76 ", gummiertem Batist
- H 78 Windel-Hose zum Knöpfen aus doppelt gummiertem (Bei Bestellung der Windelhosen H 75-78 Körperumfang des Kindes angeben).
- *H 80 Mull-Windel 80×80 cm
- H 85 Bett-Stoff, doppelt gummiert in verschiedenen Farben beste Qualität
- H 86 extra Qualität, sterilisierbar
- H 90 Baby-Waage zum genauen Kontrollieren des Körpergewichts. Wird auch leihweise abgegeben.
- H 95 Ohren-Kappe für abstehende Ohren (Kopfumfang angeben)
- H 97 Kinderschutz- und Laufgürtel

Ideal-Binde zum Wickeln des Beines und des Leibes

- H 100 6 cm breit
- H 101 8 " "
- H 102 10 , ,
- H 103 12 , ,
- H 104 15 " "
- H 105 20 " "
- H 106 25 " "
- H 110 Wochenbett-Binde, bester Schutz zur Vermeidung eines starken Leibes nach der Entbindung. (Körperumfang angeben)
- H 115 Fieber-Thermometer in Papphülse
- " Metallhülse
- H 117 mit Kugelansatz für Darmmessung, in Metallhülse
- H 118 19 cm lang, in Holzbüchse

Watte, Mull

und sämtliche Verbandmittel zu billigsten Preisen.












Monats-Binden — Gürtel und Hosen





Monats - Binden zum Wegwerfen, aus Mull mit reiner Wattefüllung

Н	120	Qualität	prima	6	Stück	im	Paket
	121	 	22	12	27	33	19
	122		extra			77	22
Н	123	39	27	12		27	33

H 125 - Qualität prima



Monats-Binde, washbar, gestrickt, 4 fach gelegt aus bestem Material

11	120	" CAII d
H	128	Monats-Binde, aus engmaschigem Mull für auswechsel-
		bare Gummieinlage, waschbar,

H 129 Gummi-Einlage dazu Die Gummieinlage garantiert absolute Undurchlässigkeit der Monatsbinde, ohne dass hierdurch die Saugfähigkeit herabgemindert wird. Diese kommt mit dem Körper

nicht in Berührung Vorzüge der Monatsbinde H 128:

Grösste Weichheit und Saugfähigkeit, nicht wärmend, zum Kochen und Waschen aufklappbar.




H 145-146

Monats-Bindengürtel

der Binden


H 135	-	aus weithem Gurt oder Stoff
H 136	-	aus Wäschestoff mit geschweiftem Leibteil
H 137	-	" mit zwei geschweiften Leibteilen
		und seitlich verstellbaren Knopfloch-Gummibändern
H 140	-	aus Seidengummi zum Schlupfen
		(Taillenmaß angeben)
H 142		mit Gummischiffchen zum Finlegen und Finhängen




H 146 Monats-Hose wie H 145, vorne jedoch aufknöpfbar wie eine Windelhose. In die Monatshosen kann jede beliebige Monatsbinde ein-


geknöpft werden und bieten dieselben den besten Wäscheschutz. - Bei Bestellung bitte Figur: schlank, mittel oder stark angeben.


Spül-Apparate und Frauen-Duschen



H 150 Spül-Apparat mit Gummi-Schwamm-Abdichtung, Spülball und









H 175 Spül-Essenz in Originalflasche.


Antisepticum für Spülung mittelst Spülapparat, Frauendusche und Irrigator. Die Spülessenz wirkt desinfizierend, erfrischend und reizmildernd.



H 164



H 165



H 170-71

H 160-61

H 151





H 189-90

H 191

H 195

H 185 Mutter-Rohr aus Glas H 186 - mit 5 Löcher " H 187 — " 5 " Hartgummi H 188 — mit Hahn " "

Irrigator-Garnitur, aus Hartgummi

H 189 — Qualität prima H 190 - " extra

H 191 — aus Hartgummi mit Doppelhahn zum Anschluss an 2 Irrigatore für Wechseltemperatur-Spülungen

H 195 Heisswasser-Spülansatz, aus Hartglas

H 196 Spezial-Badespeculum, aus nichtrostendem prima vernickeltem Material, zerlegbar und auskochbar, mit Gummischwamm-Abdichtung, zum Anschluss an jeden Irrigator, Clyso oder Spülball

H 198 Glas-Verbindungsstück zur Verlängerung des Irrigatorschlauches

H 200 Durchlaufhahn aus Hartgummi

H 201 Quetsch-Hahn aus Metall

Irrigator-Schlauch mit Wulst oder Muffe

H 205 -- Qualität prima

H 206 - " extra

Irrigator-Gefäss

H 210 - aus prima Blech


H 211 - aus weiss Emaille

H 212 - in bronziertem Blechgestell

H 213 - in vernickeltem Blechgestell

Quin I H 198

H 196

















Irrigator komplett zusammengestellt, bestehend aus

Gefäss, prima Gummischlauch und Hartgummi-Garnitur

H 215 — mit Blechgefäss H 216 - " Emaillegefäss

H 215

H 217 - " Glasgefäss in Blechgestell

H 220 - " mit Gummigefäss, speziell für die Reise

Bade-Speculum für Sitzbäder H 225 — aus Hartgummi, 3 Grössen

H 228 - " Metall, 3 Grössen

H 230 Darm-Rohr aus Weichgummi H 235 Aufsteckhahn aus Hartgummi

H 237 Tropfer zur permanenten Irrigation

H 238 - mit Metallhahn

H 240 Klistier- und Ohrenspritze aus Weichgummi

H 245 Klistier-Spritze mit Hartgummikanüle

H 247 Glyzerin-Spritze aus Hartgummi

H 248 — aus Metall mit eingeschliffenem Metallkolben

Injektions-Spritze aus Hartgummi H 250 - mit olivenförmigem Ansatz

H 251 , Siegmund-Ansatz

H 255 Injektions-Spritze aus Hartgummi mit Weichgummi-Ansatz

H 256 Injektions-Spritze ganz aus Glas mit eingeschliffenem Kolben



H 228





H 235 H 238




H 240













H 272-273








H 278





Für elektrische Geräte stets Stromart und Spannung angeben.









H 295





H 296











H 300

H 305

für Frauen, aus Glas

H 309

H 315



*H 316 Deckel dazu

Luftkissen aus Ia. Weichgummi

H 300 Zungen-Schaber aus Celluloid H 302 Augen-Badewanne aus Glas

H 305 Arm-Badewanne aus Emaille

H 315 Bett-Schüssel aus Emaille

H 308 Urin-Flasche für Männer, aus Glas

H 320 — runde Form

H 321 — vieredkige Form

H 325 Fersen-Luftkissen

H 326 Luftkissen-Pumpe

H 328 Luftkissen aus Ia. Weichgummi mit buntem auswechselbarem Satinbezug. Dieses Kissen ist vorteilhafter, wie solche aus gummiertem Stoff, da das Kissen wenn erforderlich, auch repariert werden kann.

> Stechbecken-Luftkissen, mit Boden aus Ia. Weichgummi

H 330 - runde Form

H 331 — Bidetform

Wasserkissen aus Ia. Weichgummi

H 335 — Ausführung glatt

H 336 mit Linien unterbrochen




H 321



H 325 H 326









H 331

H 335-336

Kranken-Pflege

Kranken-Pflege





H 341









H 340 Eisbeutel aus doppelt gummiertem Stoff H 341 - rund " Ia. Weichgummiplatte H 345 — für Hals " " " H 346 - " Ohr " Patentgummi H 348 — " Herz " "



*H 350 — " 1 Auge *H 351 - , 2 Augen H 355 Leib-Wärmeflasche Ia Qual.




H 358 Wärme-Dauerkompresse mit Salzfüllung H 360 Wärme-Flasche aus Ia. Weichgummi



H 360

Elektrisches Wärmekissen mit Regulierschalter H 365 - nur für eine Spannung (110 oder 220 Volt. Spannung angeben) H 366 - für jede Spannung passend *H 368 Wasserdichter Gummistoffbezug dazu






Elektrische Hörrohre in verschiedenen Ausführungen. Sonderprospekt zu Diensten. Dieselben sind das Vollkommenste für verstärkte Lautwiedergabe, und für den stärksten Grad der Schwerhörigkeit erprobt.



H 370

H 371







H 382














H 396-98







H 415 Kopfkeil-Kissen mit Gurtenbespannung H 420 Bidet hell oder dunkel mattiert H 421 - weiss lackiert!

Ueber Bidet mit Irrigatoreinrichtung Sonderprospekt zu Diensten. H 425 Klosett-Stuhl mit geruchlosem Wasserrinnen-Einsatz

aus Buchen, hell oder dunkel mattiert H 428 Bett- und Lesetisch verstellbar mit seitlicher, kleiner Tischplatte

H 430 Kranken-Fahrstuhl neuestes Modell aus Stahlrohr, sehr bequem und stabil, mit Sprungfederpolsterung, Luftbereifung auf Kugellagernaben mit Seitenschutz



H 410 H 406-07














- 10 --









H 440 H 441-42 H 445-46 H 447-48

H 451

H 455-56



H 440 Hämorrhoidal-Pessar aus Hartgummi gebogen aus Hartgummi H 441

gebogen aus Weichgummi H 442 -

H 445 Pessar aus Hartgummi nach Hodge

.. Zelluloid nach Hodge

" Hartgummi ringförmig H 447

" Zelluloid ringförmig H 448

H 450 Mutter-Ring aus Weichgummi

H 451 Schalen-Pessar siebförmig, aus Hartgummi

H 455 Lavedan-Gummikegel

H 456 Bandage dazu

Bei Bestellung der Artikel H 445-55 die Grösse angeben.

H 460 Urin-Halter für Männer, Taggebrauch

Nachtgebrauch H 461 -" Frauen, Taggebrauch H 465 -

Nachtgebrauch

H 466 -

*H 470 -" Knaben, Taggebrauch

Nachtgebrauch *H 471 -

" Mädchen, Taggebrauch *H 472 -

Nachtgebrauch *H 473 -

H 475 Suspensor einfache Ausführung

bessere H 476 -

feinste H 477 -

mit Gummibeutel H 478

für Sport und Verband H 479 -

für Verband mit extra weiter Schutzlasche H 480 für Hodenbruch mit verstellbarem Beutel H 485

> Bei Bestellung der Suspensore stets Grösse: klein, mittel, gross oder extra gross angeben.



H 475-77

H 465




· H 479-80



H 478

H 485



H 490 Gewölbe-Halter aus la. Gummigewebe

H 491 Gelenk- und Knöchel-Bandage

aus la. Gummigewebe

Maß-Schema für Gummistrümpfe. Die Maße sind nur am ausgeruhten Bein zu nehmen.

Gummi-Strumpf in Ausführung: mit Naht, mit unsichtbarer Naht und ohne Naht.

H 495 Kniekappe


H 496 Knöchelstrumpf

H 497 Wadenstrumpf

H 498 - mit Vorfuss

H 499 Kniestrumpf

H 500 Schenkelstrumpf



über kleine Zehe. Dieses Maß ist nur für Damen erforderlich, wenn weit ausgeschnittene Halbschuhe getragen werden.

über Rist

" Knöchel

Wade unter Knie

d über Kniemitte e

10 cm oberhalb Knie

Oberschenkel im Schritt Q

Höhen-Maße stets seitlich innen messen.

Fuss-Sohle bis Kniemitte

Kniemitte bis Oberschenkelmitte

bis Oberschenkelende in Höhe des Schrittes



H 505 Plattfuss-Einlagen mit halber Ledersohle H 506 -

mit ganzer Ledersohle (Bei Bestellung Schuhgrösse angeben).

Uber Plattfusseinlagen anderer Art und nach Gipsabdruck Angebot zu Diensten.



Stets angeben ob das Maß für das rechte oder linke

Bein gilt.

Bandagen



Mass-Schema für Bandagen s. umstehende Seite

H 552 Bauchbruchband aus bester Gummigurte



H 543









Leibbinden





H 560-61

H 562-63

Leibbinde mit seitlichen Gummieinsätzen und geschlossenem Leibteil

- H 560 Ausführung Qualität prima
- H 561 ,, extra Leibbinde mit seitlichen Gummieinsätzen, schnürbares

Leibteil und Unterstützungsgurt

- H 562 Ausführung Qualität prima H 563 — " " extra
 - Hüft-Leibbinde, bester Korsett-Ersatz, seitlich zum Schnüren, mit Unterstützungsleibteil und Gummistrumpfhalter
- H 565 Ausführung Qualität prima
- H 566 ,, " extra

Hüft-Leibbinde, bester Korsett-Ersatz, seitlich mit Gummieinsätzen, mit Unterstützungsleibteil und Gummistrumpfhalter

- H 570 Ausführung Qualität prima
- H 571 " " extra


Die Hüftleibbinden H 566 und 571 werden auch mit erhöhtem Leibteil zum Zurückhalten des eventl. stark hervortretenden Magens, gegen Mehrberechnung angefertigt.
H 575 **Gummi-Leibbinde** mit Unterstützungsleibteil und

- Gummistrumpfhalter
- H 580 Gummi-Leibbinde für Herren
- H 581 jedoch mit Gummistrumpfhalter für Damen
- H 585 Gummi-Leibgürtel mit Vorderschliesse für Herren
- H 586 jedoch mit Gummistrumpfhalter für Damen Die Gummileibgürtel H 585-86 werden auf Wunsch auch mit Rückenschnürung versehen.


Mass-Schema für Leibbinden s. umstehende Seite.







H 580-581












Maß-Schema für Bandagen

1 und 2 markiert den Leistenbruch


- 3 " Schenkelbruch
- 4 " Nabelbruch



Bei Bestellung sind folgende Angaben nötig:

- a) Welcher Art ist der Bruch?
- b) Ist derselbe rechts oder links oder auf beiden Seiten?
- c) Wie gross ist derselbe? (Nuss-Ei-Faust- oder Kindskopf-Grösse?
- d) Geht der Bruch im Liegen ganz zurück?
- e) Wieviel Finger kann man in die Bruchpforte stecken?
- f) Soll die Feder des Bruchbandes einen leichten, oder mittelstarken, oder sehr starken Druck ausüben?
- g) Wieviel ist der Körperumfang über den Bruch gemessen?

Maß-Schema für Leibbinden



- 1) Körperumfang 5 cm über dem Nabel
- 2) Leibumfang, stärkste Stelle
- 3 Hüftumfang
- 4) Leibhöhe

Bei starken Figuren empfiehlt es sich, das Maß im Liegen zu nehmen, jedoch ist dies bei der Bestellung (im Liegen gemessen) extra anzugeben.

Bandmaß nur lose umlegen und nicht fest anziehen.