

Liste **H**

**„Artikel
ZUR
Gesundheits-
und
Krankenpflege“**

H. A. Tischendorf

Abteilung: Sanitäre Artikel

Fürth i. Bay., Schwabacher Str. 2

Gegründet 1835 — Telefon 70534

Damen- und Herren-Bedienung

Extra Anprobierraum

Vertragslieferant sämtl. Krankenkassen



Diskreter Versand nach auswärts.

Nachdruck und Nachbildung verboten.

*Der Einkauf und Verkauf chirurgischer
Gummiwaren und Artikel aus Gummi-
Gewebe ist Vertrauenssache.*

*Auf Grund jahrelanger praktischer Erfahrungen und als
Spezialgeschäft mit entsprechendem Absatz*


*liefern wir nur fabrikrfrische, ungelagerte Gummiwaren
zu billigsten Preisen und liegt hierin die Gewähr für die
Güte und Zuverlässigkeit unserer Artikel.*

*Wir führen und liefern alle chirurgischen Artikel und
wollen Sie bitte über solche, die Sie in dieser Liste nicht
verzeichnet finden, Angebot verlangen.*

Säuglings-Pflege




H 1 H 2




H 12



H 15-29




H 27 H 35




H 36-37 H 45-50 H 39



H 55 H 56



H 65 H 66 H 70



H 4 H 5 H 8 H 9

- H 1 **Brusthütchen** mit Sauger
- H 2 — mit Mundstück zum Vorsaugen
- H 4 — aus Patentgummi
- H 5 — „Infantibus“ ganz Gummi

- H 8 **Milchzieher** mit Saugball
- H 9 — mit Ball und Auffangkugel
- H 12 — mit Metallpumpe

- Milch-Kochapparat**
- H 15 **Kochtopf** aus Weissblech
- H 16 — aus Emaille
- H 17 **Flascheneinsatz** aus Weissblech
- H 18 — aus Emaille
- H 19 **Flaschengestell** ohne Schublade
- H 20 — mit Schublade
- H 21 **Untersatzblech** für H 19—20
- H 22 **Wärmebecher** aus Weissblech
- H 23 — Emaille
- H 24 **Einfüllkrug** „ Glas
- H 25 — Emaille
- H 26 **Reinigungsbürste** für Flaschen
- H 27 **Milchflasche** mit Grammeinteilung
- *H 28 **Schutzhülse** zu H 27
- *H 29 **Gummischeibe** zu H 27

- Flaschensauger**, nahtlos beste Qual.
- H 35 — transparent Gummi
- H 36 — „ „ Kappensauger
- H 37 — „ „ mit Ventil
- H 39 — „ „ Schlauchsauger


- Beruhigungs-Sauger**, nahtlos beste Qual
- H 45 — mit Aluminium-Garnitur
- H 46 — „ Bein- „
- H 47 — „ Galalith- „
- H 50 — ganz aus Reingummi
- *H 52 **Syphon-Sauger**, transparent Gummi

- H 55 **Baby-Waschbecken** geteilt für Gesicht und Körper
- H 56 **Baby-Näpfe**, für Sauger, Schwamm usw.

- H 65 **Bade-Thermometer**
- H 66 — Schiffchenform

- H 70 **Gummi-Schwämme** in verschiedenen Grössen

Säuglings- und Wochenbett-Pflege



H 75-78 H 85-86 H 90 H 95

Schlupf-Windelhose

- H 75 — aus bester Weichgummiplatte
 - H 76 — „ gummiertem Batist
 - H 78 **Windel-Hose** zum Knöpfen aus doppelt gummiertem Stoff
- (Bei Bestellung der Windelhosen H 75—78 Körperrumfang des Kindes angeben).

- *H 80 **Mull-Windel** 80×80 cm

- H 85 **Bett-Stoff**, doppelt gummiert in verschiedenen Farben beste Qualität

- H 86 — extra Qualität, sterilisierbar

- H 90 **Baby-Waage** zum genauen Kontrollieren des Körpergewichts. Wird auch leihweise abgegeben.

- H 95 **Ohren-Kappe** für abstehende Ohren (Kopfumfang angeben)

- H 97 **Kinderschutz- und Laufgürtel**

Ideal-Binde zum Wickeln des Beines und des Leibes

- H 100 — 6 cm breit
- H 101 — 8 „ „
- H 102 — 10 „ „
- H 103 — 12 „ „
- H 104 — 15 „ „
- H 105 — 20 „ „
- H 106 — 25 „ „

- H 110 **Wochenbett-Binde**, bester Schutz zur Vermeidung eines starken Leibes nach der Entbindung. (Körperumfang angeben)

- H 115 **Fieber-Thermometer** in Papphülse

- H 116 — „ Metallhülse

- H 117 — mit Kugelsatz für Darmmessung, in Metallhülse

- H 118 — 19 cm lang, in Holzbüchse

Watte, Mull

und sämtliche Verbandmittel zu billigsten Preisen.




H 97



H 100-06



H 110




H 115-16 H 117



H 118


Monats-Binden — Gürtel und Hosen




H 135




H 136



H 137




H 140



H 142



H 145—146




H 120—23



H 125—26



Gummieinlage



geöffnet
H 128—29



geschlossen

Monats-Binden zum Wegwerfen, aus **Mull mit reiner Wattefüllung**

H 120	—	Qualität prima	6	Stück	im	Paket
H 121	—	„	12	„	„	„
H 122	—	extra	6	„	„	„
H 123	—	„	12	„	„	„

Monats-Binde, waschbar, gestrickt, 4 fach gelegt aus bestem Material

H 125	—	Qualität prima
H 126	—	„ extra

H 128 **Monats-Binde**, aus engmaschigem Mull für auswechselbare Gummieinlage, waschbar.

H 129 **Gummi-Einlage** dazu

Die Gummieinlage garantiert absolute Undurchlässigkeit der Monatsbinde, ohne dass hierdurch die Saugfähigkeit herabgemindert wird. Diese kommt mit dem Körper nicht in Berührung

Vorzüge der Monatsbinde H 128:

Grösste Weichheit und Saugfähigkeit, nicht wärmend, zum Kochen und Waschen aufklappbar.

Monats-Bindengürtel


H 135	—	aus weichem Gurt oder Stoff
H 136	—	aus Wäschestoff mit geschweiftem Leibteil
H 137	—	„ „ mit zwei geschweiften Leibteilen und seitlich verstellbaren Knopfloch-Gummibändern
H 140	—	aus Seidengummi zum Schlupfen (Taillemaß angeben)
H 142	—	mit Gummischiffchen zum Einlegen und Einhängen der Binden

H 145 **Monats-Schlupfhose** Ia. Qualität mit ausknöpfbaren sehr weicher Seidenbatist-Gummieinlage



H 146 **Monats-Hose** wie H 145, vorne jedoch aufknöpfbare wie eine Windelhose.

In die Monatshosen kann jede beliebige Monatsbinde eingeknüpft werden und bieten dieselben den besten Wäscheschutz. — Bei Bestellung bitte Figur: schlank, mittel oder stark angeben.

Spül-Apparate und Frauen-Duschen



H 150



H 151

H 150 **Spül-Apparat** mit Gummi-Schwamm-Abdichtung, Spülball und Abflussbeutel

H 151 **Universal-Spülapparat** für fortlaufende Dauerspülung aus garantiert rostfreiem Spülansatz, prima vernickelt und zerlegbar, mit Gummi-Schwamm-Abdichtung, prima Clyso und Ablaufschlauch

H 155 **Frauen-Dusche**, Qualität prima

H 156 — „ „ extra

H 157 — für Mädchen mit dünnerem Rohr

H 160 — dreiteilig, Qualität prima

H 161 — „ „ extra

H 164 — mit Gummi-Schwamm-Abdichtung

H 165 — „ „ „ „ kniegebogen

H 170 **Clyso-Spritze** mit Spül- und Klistierrohr, Qualität prima

H 171 — „ „ „ „ „ extra

H 175 **Spül-Essenz** in Originalflasche.

Antisepticum für Spülung mittelst Spülapparat, Frauendusche und Irrigator. Die Spülessenz wirkt desinfizierend, erfrischend und reizmildernd.




H 155—57




H 160—61



H 164



H 165




H 170—71



H 175

Irrigations-Geräte



- H 180 Klistier-Rohr aus Glas
- H 181 — „ „ Hartgummi
- H 182 — mit Hahn „ „
- H 185 Mutter-Rohr aus Glas
- H 186 — mit 5 Löcher „ „
- H 187 — „ 5 „ „ Hartgummi
- H 188 — mit Hahn „ „


- Irrigator-Garnitur**, aus Hartgummi
- H 189 — Qualität prima
- H 190 — „ extra
- H 191 — aus Hartgummi mit Doppelhahn zum Anschluss an 2 Irrigatore für Wechseltemperatur-Spülungen

- H 195 Heisswasser-Spülansatz, aus Hartglas
- H 196 Spezial-Badespeculum, aus nichtrostendem prima vernickeltem Material, zerlegbar und auskochbar, mit Gummischwamm-Abdichtung, zum Anschluss an jeden Irrigator, Clyso oder Spülball

- H 198 Glas-Verbindungsstück zur Verlängerung des Irrigator-schlauches
- H 200 Durchlaufhahn aus Hartgummi
- H 201 Quetsch-Hahn aus Metall

- Irrigator-Schlauch** mit Wulst oder Muffe
- H 205 — Qualität prima
- H 206 — „ extra


- Irrigator-Gefäss**
- H 210 — aus prima Blech
- H 211 — aus weiss Emaille
- H 212 — in bronziertem Blechgestell
- H 213 — in vernickeltem Blechgestell



Irrigatore

Badespecula

Spritzen



- Irrigator** komplett zusammengestellt, bestehend aus Gefäss, prima Gummischlauch und Hartgummi-Garnitur
- H 215 — mit Blechgefäss
- H 216 — „ Emaillegefäss
- H 217 — „ Glasgefäss in Blechgestell
- H 220 — „ mit Gummigegefäss, speziell für die Reise


- Bade-Speculum** für Sitzbäder
- H 225 — aus Hartgummi, 3 Grössen
- H 228 — „ Metall, 3 Grössen

- H 230 Darm-Rohr aus Weichgummi
- H 235 Aufsteckhahn aus Hartgummi
- H 237 Tropfer zur permanenten Irrigation
- H 238 — mit Metallhahn

- H 240 Klistier- und Ohrenspritze aus Weichgummi
- H 245 Klistier-Spritze mit Hartgummikanüle
- H 247 Glycerin-Spritze aus Hartgummi
- H 248 — aus Metall mit eingeschliffenem Metallkolben

- Injektions-Spritze** aus Hartgummi
- H 250 — mit olivenförmigem Ansatz
- H 251 — „ Siegmund-Ansatz
- H 255 Injektions-Spritze aus Hartgummi mit Weichgummi-Ansatz

- H 256 Injektions-Spritze ganz aus Glas mit eingeschliffenem Kolben



Kranken-Pflege




H 260—61




H 265



H 266—68



H 269




H 270—71



H 272—273



H 275



H 276



H 278




H 281



H 280



H 282



H 285



H 286



H 290



H 295



H 296

Inhalier-Apparat komplett mit Inhalations-Oel

H 260 — kleines Modell

H 261 — grosses Modell

Inhalier-Apparat mit Spiritusbrenner

H 265 — aus Weissblech einfache Ausführung

H 266 — „ „ bessere

H 267 — aus Messing vernickelt wie H 266

Inhalier-Apparat mit elektrischer Heizung

H 268 — aus Messing vernickelt wie H 267

H 269 — „ „ „

Wasserverdampfungs-Apparat

H 270 — mit Spiritusbrenner

H 271 — mit elektrischer Heizung

Bronchitis-Kessel

H 272 — mit Spiritusbrenner

H 273 — mit elektrischer Heizung

H 275 **Nasen-Spülkännchen**, hohe Form

H 276 — „ „ flache Form

H 278 **Zerstäuber** mit Flasche und Gebläse

H 280 **Trink-Röhre** aus Glas

H 281 **Einnehme-Glas**, graduiert

H 282 **Einnehme-Löffel**, graduiert

H 285 **Kranken-Tasse**, schnabelförmig

H 286 — „ „ bauchige Form

H 290 **Spucknapf**, weiss Emaille

H 295 **Taschen-Spucknapf** mit Schraubverschluss

H 296 — „ „ mit Patentverschluss

*Für elektrische Geräte
stets Stromart und Spannung angeben.*

Kranken-Pflege




H 300




H 302



H 305




H 308




H 309



H 315



H 320



H 321



H 325



H 326

H 300 **Zungen-Schaber** aus Celluloid

H 302 **Augen-Badewanne** aus Glas

H 305 **Arm-Badewanne** aus Emaille

H 308 **Urin-Flasche** für Männer, aus Glas

H 309 — „ „ für Frauen, aus Glas

H 315 **Bett-Schüssel** aus Emaille

*H 316 **Deckel** dazu

Luftkissen aus Ia. Weichgummi

H 320 — runde Form

H 321 — viereckige Form

H 325 **Fersen-Luftkissen**

H 326 **Luftkissen-Pumpe**

H 328 **Luftkissen** aus Ia. Weichgummi mit buntem auswechselbarem Satinbezug. Dieses Kissen ist vorteilhafter, wie solche aus gummiertem Stoff, da das Kissen wenn erforderlich, auch repariert werden kann.

Stechbecken-Luftkissen, mit Boden aus Ia. Weichgummi

H 330 — runde Form

H 331 — Bidetform


Wasserkissen aus Ia. Weichgummi

H 335 — Ausführung glatt

H 336 — „ „ mit Linien unterbrochen



H 328



H 330



H 331




H 335—336

Kranken-Pflege



H 340



H 341



H 345



H 346



H 348



H 355



H 358



H 360



H 365-66




H 370




H 371



H 372



H 375



- H 340 **Eisbeutel** aus doppelt gummiertem Stoff
 H 341 — rund „ Ia. Weichgummiplatte
 H 345 — für Hals „ „
 H 346 — „ Ohr „ Patentgummi
 H 348 — „ Herz „ „
 *H 350 — „ 1 Auge „
 *H 351 — „ 2 Augen „
 H 355 **Leib-Wärmeflasche** Ia. Qual.
 H 358 **Wärme-Dauerkompress**e mit Salzfüllung
 H 360 **Wärme-Flasche** aus Ia. Weichgummi
- Elektrisches Wärmekissen** mit Regulierschalter
 H 365 — nur für eine Spannung
 (110 oder 220 Volt. Spannung angeben)
 H 366 — für jede Spannung passend
 *H 368 **Wasserdichter Gummistoffbezug** dazu
- H 370 **Hörrohr** einteilig
 H 371 — zweiteilig
 H 372 — dreiteilig
 H 375 **Schlauch-Hörrohr**

Elektrische Hörrohre in verschiedenen Ausführungen. Sonderprospekt zu Diensten. Dieselben sind das Vollkommenste für verstärkte Lautwiedergabe, und für den stärksten Grad der Schwerhörigkeit erprobt.

Kranken-Pflege



H 380-81



H 382



H 384



H 386



H 390



H 391



H 395




H 396-98




H 400


- H 380 **Augen-Klappe**, steif
 H 381 — „ „ weich
 H 382 **Schmiss-Binde**
 H 384 **Ohren-Klappe**
 *H 385 **Mensur-Kopfkappe**
 H 386 **Armtrag-Schlinge**
 H 390 **Verband-Fingerling** aus Leder
 H 391 — „ „ Weichgummi
 H 395 **Handgelenk-Bandage** aus Leder
 H 396 **Gerade-Halter** für Kinder
 H 397 — „ „ Halberwachsene
 H 398 — „ „ Erwachsene
 (Brustumfang und Rückenhöhe angeben)
- H 400 **Turn- und Streckapparat** komplett
 H 405 **Krücken-Stock** mit Gummipuffer
 H 406 **Krücken** gepolstert mit Gummipuffer
 H 407 — wie H 406, jedoch verstellbar
 H 410 **Gummi-Puffer**
 H 415 **Kopfkeil-Kissen** mit Gurtenbespannung
 H 420 **Bidet** hell oder dunkel mattiert
 H 421 — „ weiss lackiert!
 Ueber Bidet mit Irrigatoreinrichtung Sonderprospekt zu Diensten.
- H 425 **Klosett-Stuhl** mit geruchlosem Wasserrinnen-Einsatz aus Buchen, hell oder dunkel mattiert
 H 428 **Bett- und Lesetisch** verstellbar mit seitlicher, kleiner Tischplatte
 H 430 **Kranken-Fahrstuhl**, neuestes Modell aus Stahlrohr, sehr bequem und stabil, mit Sprungfederpolsterung, Luftbereifung auf Kugellagernaben mit Seitenschutz




H 405




H 410 H 406-07



H 415




H 420-21



H 425



H 428




H 430


Pessarien

Urinhalter

Suspensore



H 440 H 441-42 H 445-46 H 447-48 H 450 H 451 H 455-56



H 460




H 461




H 465




H 466



H 475-77



H 478



H 479-80



H 485

- H 440 **Hämorrhoidal-Pessar** aus Hartgummi
 H 441 — „ „ gebogen aus Hartgummi
 H 442 — „ „ gebogen aus Weichgummi
 H 445 **Pessar** aus Hartgummi nach Hodge
 H 446 — „ Zelluloid nach Hodge
 H 447 — „ Hartgummi ringförmig
 H 448 — „ Zelluloid ringförmig
 H 450 **Mutter-Ring** aus Weichgummi
 H 451 **Schalen-Pessar** siebförmig, aus Hartgummi
 H 455 **Lavedan-Gummikegel**
 H 456 **Bandage** dazu

Bei Bestellung der Artikel H 445-55 die Grösse angeben.


- H 460 **Urin-Halter** für Männer, Taggebrauch
 H 461 — „ „ „ Nachtgebrauch
 H 465 — „ „ „ Frauen, Taggebrauch
 H 466 — „ „ „ „ Nachtgebrauch
 *H 470 — „ „ „ Knaben, Taggebrauch
 *H 471 — „ „ „ „ Nachtgebrauch
 *H 472 — „ „ „ Mädchen, Taggebrauch
 *H 473 — „ „ „ „ Nachtgebrauch

- H 475 **Suspensor** einfache Ausführung
 H 476 — bessere „ „
 H 477 — feinste „ „
 H 478 — mit Gummibeutel
 H 479 — für Sport und Verband
 H 480 — für Verband mit extra weiter Schutzlasche
 H 485 — für Hodenbruch mit verstellbarem Beutel

Bei Bestellung der Suspensore **stets Grösse**: klein, mittel, gross oder extra gross angeben.

Gummi-Strümpfe

Plattfuss-Einlagen



- H 490 **Gewölbe-Halter** aus Ia. Gummigewebe
 H 491 **Gelenk- und Knöchel-Bandage**
 aus Ia. Gummigewebe

Maß-Schema für Gummi-strümpfe. Die Maße sind nur am ausgeruhten Bein zu nehmen.


- Gummi-Strumpf** in Ausführung: mit Naht, mit unsichtbarer Naht und ohne Naht.
 H 495 **Kniekappe**
 H 496 **Knöchelstrumpf**
 H 497 **Wadenstrumpf**
 H 498 — mit Vorfuss
 H 499 **Kniestrumpf**
 H 500 **Schenkelstrumpf**

Umfang-Maße

- v über kleine Zehe. Dieses Maß ist nur für Damen erforderlich, wenn weit ausgeschnittene Halbschuhe getragen werden.
 a über Rist
 b „ Knöchel
 c „ Wade
 d unter Knie
 e über Kniemitte
 f 10 cm oberhalb Knie
 g Oberschenkel im Schritt

Höhen-Maße


- stets seitlich innen messen.
 a—e Fuss-Sohle bis Kniemitte
 e—f Kniemitte bis Oberschenkelmitte
 e—g „ bis Oberschenkelende in Höhe des Schrittes



Stets angeben ob das Maß für das **rechte oder linke Bein** gilt.


- H 505 **Plattfuss-Einlagen** mit halber Ledersohle
 H 506 — „ mit ganzer Ledersohle
 (Bei Bestellung Schuhgrösse angeben).

Über Plattfusseinlagen anderer Art und nach Gipsabdruck Angebot zu Diensten.




H 505-506

Bandagen




H 510




H 511



H 512-13



H 514-15



H 516-17



H 520-21



H 525-26



H 527-28



H 535



H 540




H 543 H 544




H 545



H 546



H 550



H 552

Bruchband mit Feder, in Moleskin oder Leder-Ausführung

- H 510 — einseitig für Leistenbruch
- H 511 — doppelseitig „ „
- H 512 — einseitig „ Schenkelbruch
- H 513 — doppelseitig „ „
- H 514 — einseitig „ leichten Hodenbruch
- H 515 — doppelseitig „ „
- H 516 — einseitig „ schweren „
- H 517 — doppelseitig „ „

Bruchband ohne Feder mit Ia. Gummigurte

- H 520 — einseitig
- H 521 — doppelseitig

Bruchband aus Gummi für Kinder

- H 525 — einseitig mit runder Pelotte
- H 526 — doppelseitig „ „
- H 527 — einseitig „ anatomischer Pelotte
- H 528 — doppelseitig „ „

*H 530 **Schenkelriemen** aus Docht

*H 531 — „ Moleskin

*H 532 — „ Leder

H 535 **Kothalter** für künstlichen After

*H 536 **Bandage** dazu

H 540 **Mastdarm-Vorfallbandage** mit pneumat. Kissen

H 543 **Pelotte** für Bauchbruch, aus Moleskin

H 544 — „ Nabelbruch, „ „

H 545 **Nabelbruchband** für Kinder, aus Gummiband


H 546 — „ „ „ Patentgummi

H 550 — für Erwachsene, mit Gummieinsätze


H 552 **Bauchbruchband** aus bester Gummigurte

Mass-Schema für Bandagen s. umstehende Seite

Leibbinden



H 560-61



H 562-63

Leibbinde mit seitlichen Gummieinsätzen und geschlossenem Leibteil

H 560 — Ausführung Qualität prima

H 561 — „ „ extra

Leibbinde mit seitlichen Gummieinsätzen, schnürbares Leibteil und Unterstützungsgurt

H 562 — Ausführung Qualität prima

H 563 — „ „ extra

Hüft-Leibbinde, bester Korsett-Ersatz, seitlich zum Schnüren, mit Unterstützungsleibteil und Gummistrumpfhalter

H 565 — Ausführung Qualität prima

H 566 — „ „ extra

Hüft-Leibbinde, bester Korsett-Ersatz, seitlich mit Gummieinsätzen, mit Unterstützungsleibteil und Gummistrumpfhalter

H 570 — Ausführung Qualität prima

H 571 — „ „ extra

Die Hüftleibbinden H 566 und 571 werden auch mit erhöhtem Leibteil zum Zurückhalten des eventl. stark hervortretenden Magens, gegen Mehrberechnung angefertigt.

H 575 **Gummi-Leibbinde** mit Unterstützungsleibteil und Gummistrumpfhalter

H 580 **Gummi-Leibbinde** für Herren


H 581 — jedoch mit Gummistrumpfhalter für Damen

H 585 **Gummi-Leibgürtel** mit Vorderschliesse für Herren


H 586 — jedoch mit Gummistrumpfhalter für Damen

Die Gummileibgürtel H 585-86 werden auf Wunsch auch mit Rückenschnürung versehen.

Mass-Schema für Leibbinden s. umstehende Seite.



H 575




H 580-581



H 565-66




H 570-71



H 585-86

Maß-Schema für Bandagen


- 1 und 2 markiert den Leistenbruch
 3 „ „ Schenkelbruch
 4 „ „ Nabelbruch



Bei Bestellung sind folgende Angaben nötig:

- Welcher Art ist der Bruch?
- Ist derselbe rechts oder links oder auf beiden Seiten?
- Wie gross ist derselbe?
(Nuss-Ei-Faust- oder Kindskopf-Grösse?)
- Geht der Bruch im Liegen ganz zurück?
- Wieviel Finger kann man in die Bruchpforte stecken?
- Soll die Feder des Bruchbandes einen leichten, oder mittelstarken, oder sehr starken Druck ausüben?
- Wieviel ist der Körperumfang über den Bruch gemessen?

Maß-Schema für Leibbinden



- Körperumfang 5 cm über dem Nabel
- Leibumfang, stärkste Stelle
- Hüftumfang
- Leibhöhe

Bei **starken Figuren** empfiehlt es sich, **das Maß im Liegen** zu nehmen, jedoch ist dies bei der Bestellung (im Liegen gemessen) extra anzugeben.

Bandmaß

nur lose umlegen und nicht fest anziehen.